

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЛИНИЙ

ОБНОВЛЁННАЯ ЛИНЕЙКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

NT NG





ДВИЖЕНИЕ КРЕСЛА

Обновлённое кресло не только стало более эргономичным, но и передвигается быстрее и бесшумно.

Сиденье и спинка перемещаются синхронно, обеспечивая комфорт пациенту.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Благодаря 7-дюймовому полноцветному дисплею со стеклянной поверхностью управлять установкой стало ещё проще.

Сенсорная технология обеспечивает простое и интуитивно понятное взаимодействие, что позволяет стоматологу комфортно управлять всеми функциями и настройками.



В процессе разработки обновлённой линейки стоматологических установок мы тщательно изучали желания врачей и пациентов. Эти исследования помогли нам улучшить модель, полностью соответствующую потребностям всех участников лечения.

Одно из инновационных решений: использование материалов нового поколения, благодаря которым стоматологические установки стали более лёгкими.

Изучив каждую деталь, мы создали совершенно новые, эргономичные и удобные стоматологические установки с обновлённым сиденьем и спинкой.

Наш пластик нового поколения:
– устойчив к воздействию химических веществ и антибактериальных жидкостей;
– устойчив к ультрафиолетовым лучам (не желтеет).

**ЭРГОНОМИЧНЫЙ
И ИННОВАЦИОННЫЙ
ДИЗАЙН**





БЛОК ВРАЧА

Мы также изменили форму блока врача, сделав его более функциональным, и усовершенствовали качество покрытия так, что его стало легче дезинфицировать. Кроме того, диапазон вертикального перемещения врача теперь составляет 600 мм.

Ещё одним нововведением является новая конструкция системы верхней подачи. Она стала более подвижной, может менять своё положение во всех направлениях без перемещения консоли, подстраиваясь под комфорт и эргономику работы врача-стоматолога. Инструменты автоматически возвращаются в исходное положение благодаря запатентованной технологии механического выравнивания.



СИСТЕМА КЛАПАНОВ

Гидроблок имеет легкодоступный отсек с новой системой клапанов, которые стали более производительными. Данное решение позволяет свести техническое обслуживание к минимуму.

БЛОК АССИСТЕНТА

Блок ассистента имеет две консоли с шарнирным креплением и стал значительно легче благодаря пластике нового поколения.





ГИДРОБЛОК

Мы полностью обновили гидроблок и сделали его ещё более функциональным. Для каждого отсека (гидравлической части, электрической и клапанной систем) предусмотрен отдельный доступ.

Его легко осмотреть не только техникам, но и стоматологам, так как внутреннее пространство стало более эргономичным и свободным. Аспирационные шланги разделены между собой, и каждый имеет свой собственный фильтр.



НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

Мы обновили педаль в соответствии с требованиями врачей. При её изготовлении используются пластмассы высокой прочности для большей устойчивости к механическим воздействиям и износу. Педаль оснащена выдвижной подъёмной ручкой, с помощью которой удобно перемещать педаль.



Все процедуры по дезинфекции просты, быстры и эффективны. Каждый элемент установки съёмный и автоклавируемый.

Установка может работать как от автономной подачи воды при помощи 2-литровой бутылки, так и напрямую от водопроводной воды. Также можно подключить систему дезинфекции.



- 6 инструментов на блоке врача и возможность оснащения рабочей зоны дополнительным лотком для инструментов;
- специальный автоклавируемый силиконовый коврик полностью покрывает панель;

- диапазон вертикального перемещения плеча составляет 600 мм;
- панель управления можно отрегулировать;
- все держатели инструментов съёмные и автоклавируемые.

Модели NT и NG с нижней подачей
обозначаются буквой Р и имеют логотипы





Безупречн

AMBID

для
левши

стороны



ная работа

EXTER

с любой

для
правши



Miglionoco NTpx и NGpx с независимой конструкцией крепления блока врача и блока ассистента. Удобно работать как правшам, так и левшам.



100%  made in Italy



Стоматологические установки Miglionico



GREEN DENT —
эксклюзивный дистрибьютор
стоматологических установок
Miglionico в России.
greendent.ru

